

ANLEITUNG FÜR DEN GEBRAUCH EINES POSITIONERS

Gerät zur Wiederbefestigung der Zähne „im Knochen“ nach bzw.
vor der Entnahme einer festen Zahnsperre

Trageanleitung

- Den Positioner außer in der Schule bitte immer tragen. Die Hauptwirkzeit der Apparatur ist tagsüber – ausschließlich nächtliches Tragen reicht nicht aus.
- Vor dem Essen und zur Zahnpflege den Positioner bitte herausnehmen; mit dem Positioner nur Wasser trinken.
- Hinweis: Sie verspüren einen Druck auf den Zähnen? Während der ersten Tragetage ist dies normal.

Reinigung

- Bitte den Positioner nach jedem Tragen mit Zahnpasta und Zahnbürste reinigen.

Aufbewahrung

- Den Positioner am besten im Mund aufbewahren! Die Apparatur bei Nichtbenutzung bitte in einer Spangendose oder in einem Glas mit Wasser aufbewahren.

Wichtig

- Den Positioner bitte zu jedem Termin mitbringen!
- Bitte in der Praxis melden, falls Druckstellen im Mund auftreten oder Reparaturen der Apparatur nötig sind.